



Владимир

8 800 200-17-70
ИзбранноеКорзи
0 0

СДР (SDR) композит жидкотекучий 15x0.25г Dentsply 60603002



 Dentsply
Sirona



Артикул: 00000008512

6 460 Р

В наличии: 1

Тип — Капсула

Шприц

Капсула

Набор

Оттенок — Universal

Universal

A3

Масса — 15 x 0.25 г

15 x 0.25 г

50 x 0.25 г

 [Рассчитать доставку](#)

Характеристики

Страна — США

Вся информация о товаре несет ознакомительный характер и не является публичной офертой.

Похожие товары

SRD (Smart Dentine Replacement) это уникальный базовый текучий композитный материал для внесения большой порцией. Является однокомпонентным, фторсодержащим, светоотверждаемым, рентгеноконтрастным композитным реставрационным материалом. Предназначен для использования в качестве прокладочного материала в полостях I и II класса. Также может применяться как самостоятельный пломбировочный материал в областях, не подверженных жевательной нагрузке. Материал SDR при моделировании имеет характеристики текучего композита, но может вноситься порциями по 4 мм с минимальным полимеризационным стрессом. SDR обладает свойством «самовыравнивания», позволяющим получить тщательную адаптацию к подготовленным стенкам полости. Предлагается в одном универсальном оттенке. Когда применяется в качестве базовой или лайнерной прокладки, материал должен быть перекрыт метакрилатным универсальным или специальным композитом для боковых зубов для восстановления отсутствующего слоя эмали.

Назначение

- Базовая и лайнерная прокладка для прямых реставраций I и II класса.
- Реставрационный материал (без необходимости перекрытия дополнительным окклюзионным материалом) для прямых, небольших реставраций I класса для постоянных моляров и для реставраций I и II класса временных моляров.

- Герметизация фиссур и ямок.
- Надстройка культи.

Основные свойства

- Экономия времени до 40% по сравнению с традиционным послойным внесением композита.
- До 60% менее выраженный полимеризационный стресс, что позволяет вносить его порцией толщиной до 4 мм, избегая применения трудоемкой традиционной послойной техники внесения.
- SDR перекрывается стандартными композитами на метакрилатной основе.
- Нет послеоперационной чувствительности. 24-месячное клиническое исследование показало, что при использовании SDR не отмечается послеоперационной чувствительности.
- Поразительная способность материала к самовыравниванию, которая позволяет плотно адаптироваться к стенкам полости.
- Простота и эффективность внесения. Для упрощения работы SDR выпускается в одном универсальном оттенке.

Техника внесения

Простая, быстрая и эффективная техника внесения экономит до 40% времени по сравнению с традиционной техникой.

Самовыравнивание

Текущая консистенция SDR обеспечивает превосходные свойства самовыравнивания и адаптации в полости.

Полимеризационный стресс до 60% ниже

Уникальный и запатентованный состав SDR – ключ к контролируемой полимеризации. Для помощи мономерам в формировании более «расслабленной» сети в состав был включен модулятор. Это позволяет компенсировать эффект уменьшения объема при полимеризации и приводит к уменьшению полимеризационного напряжения. Поэтому SDR можно вносить порциями толщиной до 4 мм, избегая трудоемкой и более длительной техники послойного внесения.

Использование в качестве прокладочного материала и метода bulk-fill в полостях I и II класса

- Внесение слоем до 4 мм.
- Идеальная адаптация к полости.
- Не требуется традиционный прокладочный материал – простая процедура.

Пост-эндодонтическое восстановление

- Отличная адгезия к дентину в полостях с высоким С-фактором.
- Не зафиксировано неудач предварительного этапа тестирования материала во время исследования.
- Надежная адгезия.

Для сокращения риска дебондинга при объемном внесении материала в полость с высоким С-фактором особенно важным фактором становится обоснованный выбор композитного материала.

Прочность сцепления на микроотрыв при заполнении 4мм полости объемным слоем значительно снижалась, однако материал SDR стабильно сохранял силу бондинга.

Реставрация молочных зубов

- Вносится слоем до окклюзионной поверхности, не требуется перекрывающий слой.
- Универсальный полупрозрачный оттенок хорошо сочетается с молочным прикусом.

- Быстрая и легкая техника внесения, идеально подходит для детей.

Состав

- Барий-алюмо-фторо-боросиликатное стекло.
- Стронций алюмо-фторо-силикатное стекло.
- Модифицированный уретандиметакрилат.
- Этоксилированный бисфенол-А диметакрилат (EBPADMA).
- Триэтиленгликоль диметакрилат (TEGDMA).
- Фотоинициатор камфорохинон (CQ).
- Фотоакселератор.
- Бутилированный гидроксил толуол (BHT).
- УФ-стабилизатор.
- Окись титана.
- Железоокисные пигменты.
- Флюоресцирующий агент.

Комплектация

60603005

Шприц 3 x 1 г

Аппликаторы 20 шт

60603011

Шприц 10 x 1 г

Аппликаторы 60 шт

60603002

Компьюлы 15 x 0.25 г

60603003

Компьюлы 50 x 0.25 г

60603000

- Компьюлы 45 x 0.25 г
- Адгезив XenoV+ 2.5 мл
- Палетка CLiXdish 1 шт
- Пистолет для компьул Compula Gun 1 шт

Документы

Брошюра SDR
949,2 кб

Инструкция по применению SDR
71,9 кб

Галерея

6 фото —  



Оформить заказ на нашем сайте легко.

- Добавьте выбранные товары в корзину.
- Перейдите в раздел «Корзина» и нажмите кнопку «Оформить заказ».
- Выберите из списка ваш город.
- Выберите удобный для вас способ доставки.
- Выберите удобный для вас способ оплаты.
- Введите данные о себе: ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона, адрес доставки.
- Нажмите кнопку «Оформить заказ».

✓ РАЗВЕРНУТЬ

Вы можете выбрать один из четырех вариантов оплаты:

Безналичный расчет

Получение товара осуществляется после зачисления оплаты на наш счет. Постоплата заказа возможна при наличии подписанного договора на отсрочку оплаты (5 банковских дней).

Картой по ссылке

Оплата осуществляется после проверки заказа менеджером интернет-магазина. На вашу электронную почту будет отправлено письмо, которое содержит ссылку на страницу для оплаты счета.

Данные Вашей платежной карты гарантировано защищены в соответствии со стандартами безопасности PCI DSS.

Данные карты вводятся на защищенной банковской платежной странице, передача информации происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности.

Для дополнительной аутентификации Держателя карты используется протокол 3D-Secure для VISA и Mastercard и протокол EMV 3DS (Mir Accept 2.0) для карт МИР. Если Эмитент поддерживает данную технологию, Вы будете перенаправлены на его сервер для ввода дополнительных реквизитов платежа.

Для протокола EMV 3DS (Mir Accept 2.0) может отсутствовать отдельная страница для ввода дополнительной информации для подтверждения платежа в случае выполнения автоматизированной аутентификации на стороне эмитента карты.

Картой при получении

Оплата производится банковской картой при получении заказа от нашего курьера или в торговом зале.

Наличными при получении

Оплата производится наличными деньгами при получении заказа от нашего курьера или в торговом зале.

▼ РАЗВЕРНУТЬ

Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки:

Транспортная компания

Доставка осуществляется после зачисления оплаты на наш счет. Стоимость доставки определяется тарифом выбранной компании и оплачивается покупателем.

Наша доставка

Наша компания осуществляет бесплатную курьерскую доставку в следующие регионы:
Владимирская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Рязанская,
Ярославская области.

Самовывоз

Вы можете забрать свой заказ самостоятельно в нашем торговом зале по адресу г. Владимир,
ул. Гоголя, 20а.

▼ РАЗВЕРНУТЬ

8 800 200-17-70

info@norma.bio

2026 © NORMA.BIO – стоматологический интернет-магазин