

- [Вернитесь на первую страницу.](#)

Оборудование для слепоглухих.

- [Веб-ресурс для людей с нарушениями слуха и зрения](#), на этом сайте можно найти полезную информацию об оборудовании для нас
 - [Веб-ресурс о слепоглухоте, страница с информацией об оборудовании для слепоглухих](#), Здесь собраны отличные ресурсы и информация.
-
- [Анализ синтетической системы тадома](#). Тадома — это многомерный тактильный дисплей, средство восприятия речи, основанное на тактильном мониторинге артикуляционного процесса.
«Синтетическая» система тадома. включает в себя искусственное лицо с шестью мимическими движениями.
-
- Коммуникатор с рельефно-точечным шрифтом. Это портативное устройство предназначено для людей, которые не могут читать шрифтом Брайля. Символы, которые можно нащупать на устройстве, представляют собой разновидность рельефно-точечного шрифта (по одному символу за раз). Однако это устройство работает только в одностороннем режиме, поэтому слепоглухой человек должен уметь отвечать устно. В комплект поставки входят чехол, аккумуляторы и зарядное устройство. Чтобы слепоглухой человек научился нащупывать и распознавать символы, потребуется некоторое время. Цена: 1040 фунтов стерлингов.
 - Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:
 - К. Лагард
 - Биксестраат, 42
 - 4841 GC Принсенбек
 - Нидерланды
 - тел./факс +31 (0) 76 5420463
 - [Электронная почта: clagarde@xs4all.nl](mailto:clagarde@xs4all.nl)
-
- Brailtalk — это тонкий пластиковый футляр на шарнирах карманного размера, который открывается, демонстрируя рельефный шрифт Брайля под соответствующими выпуклыми печатными буквами. Устройство предназначено для использования в качестве коммуникационной карты. Зрячий человек «разговаривает» с незрячим,водя его пальцами по буквам. Это устройство также подходит для обучения основам шрифта Брайля. Оно может использоваться для общения незрячих с теми, кто не владеет дактильной азбукой, а также для написания коротких сообщений шрифтом Брайля. Чтобы использовать Brailtalk в качестве средства общения, приложите палец собеседника к соответствующим символам

шрифта Брайля или печатным символам и произносите слова и предложения по буквам. К Brailtalk прилагается карточка с надписью: «Brailtalk, я слепоглухой, и эта карточка позволяет нам с вами общаться. Пожалуйста, приложите мой указательный палец к каждой букве и цифре, и я дам вам знать, что понял вас». Эту карточку нужно передать собеседнику. У меня самого есть Brailtalk, и я считаю, что это отличное устройство.

- Брайан и Дженс Пейн
 - Крофтон-авеню, 28,
 - Орпингтон,
 - КЕНТ,
 - Англия,
 - BR6 8DU.
 - Великобритания.
 - Телефон: +44 1689 856118.
-

- [Braille Lite](#) — отличное компактное устройство. Оно настолько портативное, что его можно брать с собой куда угодно. Это один из самых маленьких и легких продуктов со шрифтом Брайля, доступных на сегодняшний день. Благодаря простоте и универсальности он популярен среди пользователей всех возрастов, в том числе среди слепоглухих. Устройство оснащено 18-элементным дисплеем со шрифтом Брайля. Но теперь доступен дисплей на 40 ячеек, со стандартной клавиатурой Брайля и простой структурой команд, а также полностью настраиваемый синтезатор речи. Однако слепоглухим пользователям функция синтезатора не нужна, поэтому ее можно легко отключить. Устройство Braille Light размером примерно с видеокассету VHS и весом около 900 граммов. Я сам пользуюсь Braille Lite 18 и не представляю, как без него обходиться. Это отличное маленькое устройство.

- Компания Blazie Engineering Ltd.
 - Лондонский офис
 - Компания Blazie Engineering Ltd.
 - 1 Ворота Уотлинга
 - Эджвер-роуд, 297–303
 - Лондон
 - NW9 6NB
 - Телефон: +44-(0)20-8205-4646
 - Факс: +44-(0)20-8205-1192
 - [Электронная почта: info@blazie.co.uk](mailto:info@blazie.co.uk)
 - [Сайт Blazie в Великобритании: http://www.blazie.co.uk](http://www.blazie.co.uk)
 - [Blazie Engineering Ltd, сайт в США: http://www.blazie.com](http://www.blazie.com)
-

- BraillePhone. У меня не так много информации об этом новом устройстве, но оно меньше, чем Telebraille. Как только я найду больше

информации о BraillePhone, я опубликую ее на Deafblind Link. А вот контактный адрес производителя.

- Аудиовизуальный Магазин
 - Почтовый индекс 23020,
 - Харахан,
 - LA 70183-0020
 - Телефон: (504) 733-1500
 - (800) 737-6278
 - Факс: (504) 733-1662.
-

- Система субтитров Брайля TeleCaption, используемая с устройством Telebrailler или другим телефонным устройством для чтения по Брайлю, предоставляет слепоглухим людям по всей стране доступ к новостям, прогнозам погоды, спортивным и образовательным телепрограммам на каналах ABC, CBS и NBC. Система преобразует данные в шрифт Брайля 1-го класса. Слепоглухие люди, у которых есть устройство Telebrailler или другое телефонное устройство для чтения по Брайлю, могут использовать его для чтения символов Брайля. Telebrailler получает информацию, как при телефонном звонке, и выводит ее на 20-символьный дисплей Брайля.

- Международная корпорация научных приложений
 - 135, Олд-Соломонс-Айленд-роуд.
 - Аннаполис,
 - MD 21401
 - Телефон: (301)266-0993.
-

- Компьютерная система субтитров и шрифта Брайля (Closed Caption\Braille Computer System, CCBCS) Г-н Нельсон Дью разработал компьютерную систему субтитров для перевода телевизионных программ в шрифт Брайля, которая позволяет слепоглухим людям читать субтитры на экране с помощью шрифта Брайля. Ввод и вывод данных, а также их перевод осуществляются под управлением компьютерного программного обеспечения. Аппаратное обеспечение состоит из видеомэгнитофона, компьютера, совместимого с IBM, и специальной компьютерной платы для перевода субтитров в шрифт Брайля. При использовании с устройством TeleBraille, поставляемым заказчиком, это оборудование позволяет выводить субтитры шрифтом Брайля I или II класса. Система Нельсона полностью разработана и представлена на рынке США. Она предназначена для слепоглухих, у которых уже есть брайлевский дисплей, и подключается к нему через телефонную трубку. В базе данных DBLink она указана как DEWTRONICS. Если вы хотите связаться с мистером Дью, чтобы получить дополнительную информацию о его компьютерной системе субтитров и брайля, напишите ему.

- [Адрес электронной почты мистера Нельсона Дью: ndew@cwv.net.](mailto:ndew@cwv.net)
-

- [CUPID от Assistive Technology от Cloudworld](#), купите один раз — пользуйтесь где угодно. Cupid — это система управления информацией,

разработанная компанией Cloudworld Ltd. из Лондона, Великобритания. В 1996 году компания Cloudworld получила награду SMART от Министерства торговли и промышленности Великобритании за разработку компьютерной системы с запатентованным тактильным устройством вывода, которой могут пользоваться люди с нарушениями зрения.

- Программное обеспечение написано на языке Java и работает на самых разных компьютерах — от настольных до карманных. Разрабатывается специальный носимый компьютер, который позволит использовать Cupid в любом месте, где есть аудио- или тактильный вывод. Для визуального вывода его подключают к телевизору. Управление осуществляется с помощью аккордовой клавиатуры. Вы можете подключаться к окружающей среде с помощью инфракрасной технологии, например для доступа к киоскам, интерактивным вывескам, «умной» бытовой технике и т. д. Вы можете выходить в интернет, чтобы проверять электронную почту и пользоваться веб-сайтами.
 - Принципы универсального дизайна. Компания Cloudworld применила принципы универсального дизайна, чтобы сделать Cupid доступным для всех людей, независимо от возраста, физических возможностей и ограничений. Поэтому система была разработана с учетом различных способов ввода и вывода данных и отличается простотой использования при любой конфигурации ввода и вывода, которую выберет пользователь. Но система особенно хорошо подходит для использования с тремя видами последовательного вывода: голосовым выводом, новым тактильным выводом и визуальным выводом с выводом по одному слову, где используются крупные символы, удобные для чтения слабовидящими людьми. Тактильный дисплей похож на одноэлементный дисплей Брайля, но с двумя существенными отличиями: символы отображаются вибрацией штифтов на пальцах и большом пальце, а сами символы оптимизированы для быстрого считывания и не основаны на кодах Брайля. На каждом пальце по два штифта, а на большом пальце — четыре. Штифты расположены на расстоянии около 1 см друг от друга, поэтому вибрацию от разных штифтов на одном пальце или большом пальце можно легко различить, если немного потренироваться. Если вибрируют оба контакта, используется более высокая частота, что позволяет легко отличить этот случай от вибрации одного контакта. Что касается кодирования, то для обозначения часто встречающихся букв используется один палец, а для обозначения менее распространенных — большой палец и еще один палец. Можно читать со скоростью до 100 слов в минуту.
 - [Для получения дополнительной информации о Cupid свяжитесь с Джоном Ниссенom по адресу jn@tommy.demon.co.uk.](mailto:jn@tommy.demon.co.uk)
-
- [Разработка компьютерной системы перевода для слепоглухих](#), Бет Э. Финн и Криста Кодилл. Коммуникация — основа человеческого

взаимодействия. Барьеры в общении, с которыми сталкиваются слепоглухие, лишают их возможности самостоятельно взаимодействовать с окружающим миром. Проект объединяет несколько современных технологий в систему, которая снижает потребность в услугах переводчика, тем самым обеспечивая большую независимость и возможность взаимодействия с окружающим миром.

- Глухонемые люди сталкиваются с такими проблемами, как чувство изоляции, отсутствие самостоятельности, трудности с получением образования и ограниченные возможности трудоустройства. В прошлом преодолеть эти препятствия было сложно, если вообще возможно. В основе этих проблем лежит барьер в общении. Сочетание новейших технологий, облегчающих коммуникацию, позволит глухим и незрячим людям преодолеть коммуникативные трудности.
- Если бы можно было полностью или частично отказаться от услуг переводчиков, это значительно повысило бы уровень независимости слепоглухих людей. Они разработали компьютерную систему, которая позволяет слепоглухим людям обрести эту свободу.
- Слепоглухой пользователь работает в офисе за компьютером. В комнату входит коллега, и устройство посылает пользователю сигнал, сообщающий о его присутствии. Пользователь может выбрать один из вариантов ответа: поздороваться с коллегой, проигнорировать его или попросить зайти в более удобное время. Получив подтверждение, коллега поднимает трубку, говорит «Привет», и одновременно запускаются несколько процессов. В фоновом режиме, не прерывая работу открытых приложений, компьютер выбирает подходящий голосовой файл для собеседника. Кроме того, второй сигнал означает, что собеседник хочет поговорить с пользователем.
- Система, описанная в сценарии, была реализована в виде лабораторного прототипа. Программное обеспечение интерфейса объединяет в себе несколько компонентов для преобразования речи в шрифт Брайля и ввода с клавиатуры в синтезированную речь.
 - Контактный адрес.
 - Бет Э. Финн
 - Лаборатории прикладной науки и инженерии
 - Детская больница Дюпон,
 - Университет штата Делавэр,
 - 1600 Рокленд-роуд/почтовый ящик 269
 - Уилмингтон, Делавэр, 19899 год
 - (302) 651-6830
 - [Электронная почта: bethf@Udel.Edu.](mailto:bethf@Udel.Edu)
- Dexter обеспечивает общение лицом к лицу, а также доступ к телефону и компьютеру для слепоглухих людей, владеющих дактильной азбукой. Dexter — это роботизированная рука, которая может формировать буквы ручного алфавита для глухих. Она формирует конфигурации из пальцев в ответ на ввод букв с клавиатуры

компьютера. Она также может выводить информацию на экран компьютера, буква за буквой. Слепоглухие люди «читают» Dexter, ощупывая его пальцы. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы Dexter мог отображать сообщения, отправленные с помощью телекоммуникационного устройства для глухих (Telecommunications Device for the Deaf, TDD). Исследовательский центр реабилитационной инженерии Смита-Кеттлвелла считает, что шрифт Брайля гораздо лучше подходит для отображения информации для слепоглухих, чем роботизированная рука, использующая дактильную азбуку. Однако для тех, кто владеет дактильной азбукой, а не шрифтом Брайля, Dexter может стать чрезвычайно важным инструментом. Он позволяет слепоглухим получать информацию напрямую от людей, не владеющих дактильной азбукой. Кроме того, он предоставляет слепоглухим людям доступ к компьютерной информации. Со временем Dexter позволит слепоглухим людям, не использующим шрифт Брайля, получать доступ к телекоммуникациям.

- Dexter — это экспериментальный прототип, который компания Upstart Robots, Inc. из Сан-Франциско разрабатывает совместно с Smith-Kettlewell с целью последующей коммерциализации.

-
- Устройство для поддержки дактильного шрифта Брайля. Система «Юби-Тэндзи», или дактильный шрифт Брайля, предполагает касание пальцев собеседника (трех на левой и трех на правой руке) для обозначения символов шрифта Брайля. Это позволяет быстро и надежно общаться, но только между двумя людьми. Устройство для поддержки дактильного шрифта Брайля позволяет нескольким людям вести беседу одновременно. В ответ на касание отправителя к датчику сообщение передается на тыльную сторону пальцев получателя с помощью моторных приводов. Датчики и приводы соединены кабелем, длина которого может быть равна длине комнаты. Поскольку в устройстве 6 датчиков и 6 приводов, возможна двусторонняя связь между двумя людьми. При последовательном подключении нескольких устройств возможна одновременная связь между несколькими людьми. Принцип работы устройства заключается в том, что если один человек коснется датчика, сигнал получают все исполнительные механизмы, и наоборот. Устройство оснащено 6 сенсорными переключателями и 6 исполнительными механизмами, приводимыми в действие мотор-редуктором. В корпусе находится однокристалльный микрокомпьютер. Если какой-либо переключатель включен, компьютер будет отправлять код на оба последовательных порта одновременно. Код аналогичен тому, что используется в MIDI-системах, за исключением более низкой скорости передачи данных.

- Садао Мазука
- 224-3 Нисигасаки,
- Хамамацу 431-31,
- Япония.
- [Электронная почта: NQF01603@niftyserve.or.jp](mailto:NQF01603@niftyserve.or.jp)
- Пакет для любителей: JA2BUZ@JI2YFS.18.JNET2.JPN.AS

- Плоские магнитные динамики из нержавеющей стали, дополнительное устройство для облегчения приема азбуки Морзе на радиочастоте для слепоглухонемых. FO этого устройства (самая низкая резонансная частота) составляет около 800 циклов. Он обеспечивает максимальную мощность на этой частоте. Эти магнитные динамики можно заменить существующими "динамическими" звуковыми динамиками, чтобы обеспечить более низкую частоту, которая больше подходит для азбуки Морзе. Пластина из нержавеющей стали на этих динамиках также обеспечивает более жесткий вибрирующий звук для приема азбуки Морзе. Цена: ¥440
 - Корпорация FDK
 - Отдел промышленных продаж и маркетинга,
 - 6-1-11,
 - Шинбаши,
 - Минатоку,
 - Токио 105,
 - Япония.
 - Телефон: +81 3 5473 4666
 - Факс: +81 3 3434 4325
 - [Электронная почта: senri@fdk.co.jp](mailto:senri@fdk.co.jp)
 - [Веб-сайт: http://www.fdk.co.jp/](http://www.fdk.co.jp/)

- [FM-системы для детей с нарушениями слуха и зрения](#) В рамках этого четырехлетнего научно-практического проекта основное внимание уделяется влиянию FM-систем на развитие коммуникативных навыков у младенцев, детей ясельного возраста, детей и подростков с нарушениями слуха и зрения. В классах и других общественных местах, таких как аудитории, театры и рестораны, акустическая среда неблагоприятна для людей с нарушениями слуха, и им часто сложно различать речь говорящего и фоновый шум, даже если они пользуются слуховыми аппаратами.

- [HASICOM, \(коммуникация для людей с нарушениями слуха и зрения\)](#), отдел технологических услуг организации Deafblind UK Technologies стремится не только поддерживать и развивать использование существующих информационных технологий слепоглухими людьми, но и внедрять дополнительное оборудование, которое позволит слепоглухим людям пользоваться компьютером. Например, для использования со стандартным ПК было разработано устройство под названием handtapper, которое позволяет слепоглухим людям считывать информацию с компьютера с помощью электронного воспроизведения информации в виде британского ручного алфавита для слепоглухих. В настоящее время разрабатывается программное обеспечение, которое позволит использовать это устройство для доступа к различным функциям, таким как телекоммуникации и получение информации из телетекста. В конечном итоге оно будет поддерживать и другие европейские версии ручного алфавита для слепоглухих. Работа, которую Стивен Хейзелхерст, технический

специалист организации Deafblind UK, проводит с помощью HASICOM, заслуживает восхищения, но, к сожалению, ей не хватает финансирования. А жаль, ведь это могло бы стать отличным подспорьем для слепоглухих по всей Великобритании.

- [Электронная почта службы технической поддержки: hasicom@dbuktechnology.demon.co.uk.](mailto:hasicom@dbuktechnology.demon.co.uk)
-
- [InfoTouch](#), InfoTouch — это система коммуникации для слепоглухих пользователей, читающих по шрифту Брайля. Система называется InfoTouch, потому что каждый из трех ее основных компонентов был модифицирован для простой и эффективной работы исключительно в тактильной среде. Сообщения можно набирать с помощью шестиклавишной клавиатуры Брайля или обычной QWERTY-клавиатуры, а на принтере Брайля Romeo они отображаются за пять секунд или даже быстрее. Эти же сообщения можно увидеть на светодиодном дисплее с 20 символами или передать по телефону через систему телетайпного доступа Superprint, которая является стандартной частью системы InfoTouch. О входящем вызове сигнализирует вибрирующий детектор данных, разработанный специально для InfoTouch. Три отдельных элемента InfoTouch соединяются за считанные секунды без использования специальных инструментов и привлечения технических специалистов. Принтер для печати шрифтом Брайля Romeo и телетайп Superprint поставляются в удобных кейсах для переноски, а вибрирующий детектор данных помещается в такой маленький футляр, что его можно положить в карман рубашки. Принтер для печати шрифтом Брайля Romeo автоматически наносит рельефные символы на данные, полученные с телетайпа, без необходимости ждать поступления полной строки. Клавиша просмотра в Romeos позволяет перемещать бумагу и читать последнюю строку без замятия бумаги и потери места. Благодаря функции прямого подключения пользователь может запрограммировать сообщение в TDD и оставить устройство включенным. В режиме ожидания аппарат будет отвечать на входящие вызовы этим сообщением и позволит звонящему оставить сообщение шрифтом Брайля.
-
- [Проект «Говорящая перчатка» Джеймса Крамера](#), Джеймс Крамер и его руководитель Ларри Лейфер работали над методом коммуникации между глухими, слепоглухими и людьми с нарушениями речи. Это полноценная система, в которой предпринята попытка объединить несколько технологий таким образом, чтобы все стороны могли общаться с помощью американского дактильного алфавита. Эта система все еще находится в разработке.
-
- Портативный телефонный коммуникатор Lite Touch — новая интеллектуальная система, разработанная специально для слепоглухих пользователей. Совместный проект компаний Blazie Engineering и Enabling Technologies — портативный телефонный

коммуникатор Lite Touch. Это новая интересная система, разработанная специально для слепоглухих людей. Lite Touch состоит из трех небольших устройств: персонального помощника Braille Lite, модифицированного телетайпа UltraTec SuperPrint E и миниатюрного детектора сигнала. Устройства подключаются друг к другу за считанные секунды и могут работать несколько часов от встроенных аккумуляторов. Braille Lite и TTY можно легко разделить и использовать для выполнения двух разных задач двумя разными людьми. В основе этой превосходной системы связи лежит универсальная программа Braille Lite. Если у вас уже есть Braille Lite, просто приобретите обновление Lite Touch. Ваша программа Braille Lite готова к интеграции — для работы в составе Lite Touch ее не нужно модифицировать. Доступ к телефону для пользователя Lite Touch осуществляется с помощью «умного» микропроцессора, который позволяет автоматически прокручивать символы, отправленные или полученные через телетайп, на 18-элементном обновляемом дисплее Braille Lite. Небольшой детектор сигнала размером и формой напоминающий обычный пейджер сильно вибрирует, когда ваш телефон определяет звонок, сигнал о занятости линии или звуковое оповещение о том, что собеседник говорит. Если положить его в карман, он привлечет ваше внимание, не занимая при этом руки. А теперь плохие новости: цена телефонного коммуникатора Lite Touch. Думаю, это доллары США.

- L-TCH-UP (обновление — не включает Braille Lite) 1300 долларов.
- L-TCH-E (на английском языке) 4600 долларов.
 - [Blazie Engineering, Inc.](http://www.blazie.com)
 - 105, Восточная Джарретсвилл-роуд.
 - Форест-Хилл, Мэриленд, 21050
 - Телефон: (410) 893-9333
 - Факс: (410) 836-5040
 - [Электронная почта: info@blazie.com.](mailto:info@blazie.com)
 - [Теперь у Blazie есть дилер в Великобритании. Сайт компании: http://www.blazie.co.uk.](http://www.blazie.co.uk)

Нурион Индастриз

- Лазерная трость N-8 N-8 — это лазерная трость для передвижения, предназначенная для помощи незрячим и слепоглухим людям. Трость излучает два невидимых световых луча. Верхний луч предназначен для защиты на уровне головы, второй направлен вперед и служит для ориентации. Когда световой луч попадает на объект в пределах досягаемости, он отражается и попадает в приемный блок, встроенный в трость. Вибрационный блок подает сигнал указательному пальцу пользователя и издает высокий или низкий звук. Дальность действия N8 составляет 3,6 метра, и его также можно использовать как обычную трость. Пользователь может получать звуковые и тактильные оповещения одновременно или отключить их. Аккумуляторный

источник питания. Вес: 450 г (1 фунт). Цена: 2650 долларов США. Лазерная трость N-8 производства компании Nurion Industries.

- Wheelchair Pathfinder Навигационное устройство для инвалидных колясок и самокатов, состоящее из набора небольших прямоугольных блоков, которые крепятся к передней части транспортного средства. Лазеры направлены вниз, а ультразвуковые лучи распространяются вперед и в стороны от инвалидной коляски. При столкновении луча с объектом он отражается и возвращается к приемнику, вызывая тактильный и звуковой предупреждающий сигнал. Дальность действия устройства составляет 8 футов (2,4 м) вперед, на высоте головы, или 4 фута (1,2 м), если выбрано соответствующее значение; 12 дюймов (30,48 см) в сторону и 4 фута (1,2 м) перед ступенькой, бордюром или другим препятствием. Артикул: SFD-200 Цена: 4500 долларов США Устройство для навигации Wheelchair Pathfinder производства компании Nurion Industries
- Polaron — легкое и компактное устройство для передвижения слепоглухих и незрячих людей. Устройство использует ультразвуковую технологию для обнаружения объектов на расстоянии 1,2, 2,4 или 4,8 метра. При приближении к препятствию Polaron вибрирует или издает звук. Пользователь выбирает нужный вариант с помощью небольшого переключателя на устройстве. Другие элементы управления включают переключатель диапазона и выключатель питания. Устройство можно носить в руке или на груди. В нагрудном положении миниатюрный вибратор, расположенный за шеей на шейном ремне, сигнализирует о наличии препятствия. На расстоянии от 2,4 до 4,8 метра (от 8 до 16 футов) вибрация постоянная, на расстоянии 2,4 метра (8 футов) она становится более ощутимой, а на расстоянии 1,2 метра (4 фута) — очень сильной. Для работы устройства требуется обычная щелочная или перезаряжаемая 9-вольтовая батарея. Угол наклона датчика регулируется для ношения на груди. Цвет: черный; Материал: прочный пластиковый корпус. Длина: 162 мм Ширина: 275 мм Высота: 50 мм Вес: 270 г Артикул: PN-2 Цена: \$892.00 Polaron производства компании Nurion Industries
 - Нурион Индастриз
 - Привокзальная Площадь,
 - Здание 2,
 - Paoli,
 - Пенсильвания, 19301,
 - США.
 - Телефон: +1 610 640 2345
 - Факс: +1 610 647 2216
- [RALPH](#), электромеханическая рука с компьютерным управлением для дактильной азбуки, разработанная в реабилитационном центре, получила название Ralph (от Robotic Alphabet). Устройство обеспечивает слепоглухим людям более удобный доступ к

компьютерам и средствам связи, а также к общению с другими людьми.

- Ноутбук SuperBraille 2000 от Evas. Ноутбук с процессором 586, обновляемым дисплеем со шрифтом Брайля и (опционально) синтезатором речи, который можно подключить к другому компьютеру, чтобы использовать его дисплей со шрифтом Брайля. Оснащен эмулятором клавиатуры со шрифтом Брайля. Полная система включает в себя дисплей со шрифтом Брайля на 40 ячеек, мультимедийные возможности и синтезатор речи. SuperBraille может стать хорошим ноутбуком для слепоглухих людей, поскольку он компактный и может помочь слепоглухим общаться с теми, кто не пользуется ручным алфавитом, в общественных местах.
 - Устройства Расширенного доступа
 - Контактное лицо: Дэвид Мансуар
 - Уолш-авеню, 2066-С
 - Санта-Клара, Калифорния, 95050
 - Телефон: (408)970-9760
 - Факс: (408)970-0808
 - [Электронная почта: aadbri@aol.com](mailto:aadbri@aol.com).
- Экранный коммуникатор со шрифтом Брайля. Это устройство позволяет слепоглухим людям общаться со зрячими. Общение происходит в обе стороны. Зрячий человек набирает короткий текст, а слепоглухой может прочитать его шрифтом Брайля (с 1 или 8 ячейками) и ответить с помощью клавиш Брайля. Ответ отобразится на ЖК-дисплее. Таким образом можно общаться с незнакомыми людьми (например, в магазине) без физического контакта.
- Экранный брайлевский коммуникатор очень прост в использовании и обращении. Им могут пользоваться даже те, кто не привык к компьютерам. Устройство небольшое и легкое, работает от аккумулятора, поэтому его удобно брать с собой куда угодно. В Нидерландах экранный брайлевский коммуникатор уже почти четыре года используют несколько человек, и они очень довольны. Экранный брайлевский коммуникатор поставляется в комплекте с чехлом, аккумулятором и зарядным устройством.
- Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:
 - К. Лагард
 - Биксестраат, 42
 - 4841 GC Принсенбек
 - Нидерланды
 - тел./факс +31 (0) 76 5420463
 - [Электронная почта: lagarde@freemail.nl](mailto:lagarde@freemail.nl).
- [SYNTHA-VOICE COMPUTERS](#), SYNTHA-VOICE — научно-исследовательская корпорация, занимающаяся разработкой технологий доступа для незрячих, слепоглухих и людей с нарушениями обучаемости. SYNTHA-

VOICE стала первой в мире компанией, разработавшей программу Screen Review для обеспечения полного доступа к графической среде Microsoft Windows.

- Там — это легкий слуховой аппарат для людей с глубокой потерей слуха. С его помощью можно легко различать повседневные звуки, такие как звонок телефона, хлопок двери и т. д. Приведенная выше информация была указана в инструкции, которая прилагалась к устройству и которую я отсканировал и сохранил на своем компьютере.
 - Сейчас я расскажу вам о ТАМ. Иногда информация, которая прилагается к таким устройствам, не очень информативна. ТАМ — это легкий звуковой монитор для людей с глубокой потерей слуха. ТАМ надевается на левое запястье, как часы, и крепится к нему с помощью очень тонкого провода, который проходит через ремешок часов, а другой конец провода соединен с небольшим блоком управления, который крепится к джемперу или внутреннему карману. Что делает для меня Тэм? Ну, браслет на моем запястье — это вибратор, который отчетливо вибрирует, когда я слышу звук поблизости. Это удобно, когда нужно перейти оживленную дорогу, но если дорога особенно оживленная, вокруг, конечно, будет довольно шумно, и тогда остается только ждать, пока кто-нибудь переведет вас через дорогу. Там также очень удобен для использования в помещении: он оповещает вас, когда кто-то входит в комнату или пытается с вами связаться. Это очень полезное устройство, которым я постоянно пользуюсь.
 - Я правда считаю, что это отличное устройство. Без моего Там я бы точно потерялся. Он дает мне некоторую независимость, а это очень важно. Но есть один небольшой недостаток: для зарядки аккумулятора требуется десять часов. Конечно, у меня есть запасные аккумуляторы, но все же десять часов — это долго. Вот информация о компании, у которой можно заказать Там. Этот адрес в Великобритании, не знаю, есть ли у них офисы в других странах.
 - Саммит,
 - 6 Ки-Хилл-драйв,
 - Хокли,
 - Бирмингем,
 - B18 5NY.
 - Англия.
 - Тел. 0121 554 6946
 - Факс 0121 523 8340
-
- Общение по телефону со слепоглухими людьми через ПК, отмеченный наградами проект "Общение по телефону со слепоглухими людьми (также очень полезно только для людей с нарушениями слуха) через ПК". С помощью проекта Ульриха Греше слепоглухой человек может связаться по телефону со зрячим и слышащим человеком с помощью компьютера, специально разработанного программного обеспечения

(выбирается с помощью программы DOS или Windows) и модема. С помощью вибросигнального устройства, подключенного к ПК слепоглухого человека или, при необходимости, к ПК зрячего и слышащего человека, подается сигнал о вызове — в версии для Windows, например, во время работы с текстовым редактором. Простота пользовательского интерфейса (DOS/Windows) позволяет использовать программы с дисплеем Брайля с функцией обновления. После установления телефонного соединения оба собеседника могут, например, в версии для Windows, общаться друг с другом через окно, разделенное на две части. В первой части отображается весь диалог, а во второй партнер пишет текст, который хочет отправить второму собеседнику. Программа предлагает несколько вариантов настройки, например: модема, каким образом должен быть подан сигнал о телефонном звонке (вибратор / ПК динамик) или язык пользовательского интерфейса, которым является немецкий или английский. Слепоглухонемые или глухонемые могут значительно расширить свои весьма ограниченные возможности связи, например, оснастив родственников, знакомых или представителей власти, у которых есть ПК с модемом, программным обеспечением или подключив программное обеспечение к ноутбуку (также с обновляемым дисплеем Брайля), РСМСІА-модему и беспроводному телефону.

- In 1998, this project was Awarded a prize by the Christoffel Blindenmission which tries to help blind and other disabled people (independently of their religion) internationally.
- The programs are free of charge. If you are interested in them, you can request the programs for \$10 US dollars expenses from Ulrich Greve, or download as a compressed file (ZIP format) (size of the DOS version: about 30 KB, size of the Windows version, about 90 KB). If you want to download the programs, please send Ulrich Greve, a message, then he will give you the address for downloading the software, And if required, also an address where you can find an unpacking program for files in the ZIP format.
 - Contact address.
 - Ulrich Greve,
 - Birkenfelder Str. 12,
 - D-75180 Pforzheim,
 - Germany.
 - [E-Mail Ulrich Greve at, blindsoftware@tichnut.de](mailto:blindsoftware@tichnut.de). For more information about the Telephoning with Deafblind people software visit, Telephoning with Deaf-blind people over the PC. This site is available in two languages.
- [Telephoning with Deaf-blind people over the PC, Web site in English.](#)
- [Or the Telephoning with Deaf-blind people over the PC, Web site in German.](#)

-
- Tellatouch, This device is portable and weighs less than four pounds. It consists of a small typewriter keyboard which the interpreter uses to pass on

information. The deafblind person sits opposite the typist and places a finger on a small Braille "screen". Each letter that is typed appears briefly under the finger of the deafblind person. The letter can be felt as long as the typist holds down the key. Only one letter can be felt at a time. Fifty words per minute is probably the maximum speed of the device. The chief advantage of the Tellatouch is that it allows people who have no specialized training to communicate quickly with the deafblind. Communications devices, The American Foundation for the Blind, 15 West 16th Street, New York, New York. 10011 212-620-2000 or 800-232-5463. Distributes the Tellatouch.

- [THE TOUCHING SOLUTION TO MEDICATION INDEPENDENCE](#) FOR DEAF-BLIND INDIVIDUALS: A VIBRO-TACTILE, MULTI-ALARM, WEARABLE MEDICATION REMINDER. There are some devices on the commercial market which can remind people when to do something, and some even target the medication-taking issue. These devices, however, are not usable by deaf-blind persons for two reasons: (1) they require vision to set the alarm times, and (2) they require hearing to detect the alarms.
-

- [The Royal National Institute for the Blind](#), (RNIB) Publishes a small catalog which has a couple of products for deafblind people, they are mostly vibrating alarms, and the Tactiwatch. I will try and give you a detailed description of the products on this page. All of the products below can be ordered from the Royal National Institute for the Blind (RNIB). They have products which have been specially designed or adapted for Deafblind people. they have an excellent web site where you can read more about these products in perhaps more greater detail, than I have given you here on Deafblind Link, the hyper Link to their catalog page is above.
-

Vibrating Products,

- Vibrating Doorbell, This doorbell is portable and wirefree. When the round button on the transmitter is pressed, the receiver picks up the radio signal and vibrates. The waterproof transmitter can be fixed to a doorpost, as in a conventional doorbell system, or left portable to act as a pager. Each doorbell system is automatically coded when the unit is powered up. This code ensures reliable operation and eliminates false ringing. It also means that neighbouring systems will not operate each other. The doorbell comes complete with screws for fastening the transmitter. A D-type ring is provided on the receiver for attachment to belts, etc. This unit may require the assistance of a sighted helper to install it. Range: 50 metres. Positioning the receiver or transmitter close to large metal objects can reduce the operating range.
- Liquid Level Indicator, Designed to enable visually impaired people to tell when they have poured sufficient liquid into a cup, glass or other container,

the device detects two different levels of liquid: an intermittent tone and vibration indicates that the cup is nearly full, while a continuous tone and vibration indicates it is full. The unit is water resistant and can be cleaned under a tap. I use a Vibrating Liquid level indicator myself to make a cup of Tea, it certainly saves the finger's getting burnt when trying to judge this yourself. An excellent little machine and know Deafblind person should be without one.

- **Vibratory Light Probe**, Designed by the RNIB, the light probe has the ability to detect the presence of light directly from a light source. It is particularly useful for deafblind people as the user receives feedback by means of a vibratory signal which changes frequency according to the change in light intensity. It can be used to tell if an electric light is on, for example, or to check the status of indicator lights on some equipment such as cookers, videos and not forgetting the computer. It is a self-contained unit which is powered by a readily available 9 volt PP3 battery.
- **Audible Room Thermometer**, This unit can be wall-mounted and measures temperatures between -5°C and +35°C (23°F and 95°F). It operates by moving a pointer to a position where a tone is heard and vibrations can also be felt. The ambient room temperature can then be obtained by reading off the scale. It is marked with tactile dots and large print.

Vibrating Alarms and Watch,

- **Sarabec Vibrating Alarm**, This alarm, especially suitable for use by a deafblind person, will vibrate when the alarm rings and is supplied with a quartz alarm clock and a 9 volt PP3 battery.
- **Sentinel Vibrating Alarm**, This alarm with a vibrator and a mains adaptor is designed specifically for deafblind people and vibrates when an alarm, door bell or telephone rings. It can be used with the quartz alarm clock which you can order separately from the RNIB. The item is supplied with 4 AA batteries.
- **Tactiwatch**, This hand-held watch is specifically designed for deafblind people. To tell the time, the watch emits pulses of varying duration which vibrate the unit, short pulses for hours, long pulses for tens of minutes and short pulses for minutes. Once set, the time is read by pressing the recessed switch on the top of the unit. I have a Tactiwatch myself and find it a great little device, but you can't set the alarm on it, that's the only little drawback about this little handy watch.

-
- [The Vuphonics Home Page](#). "Vuphonics" is an experimental sensory-substitution system that is being developed for use by blind and deafblind people, and this site describes "work-in-progress". The Vuphonics system highlights the features of visual images that are normally perceived categorically, by substituting with coded sound effects and their tactile

equivalents. It attempts to reproduce the "instant recognition" of objects and properties that occurs in visual perception, by using the near-instantaneous recognition of phoneme sounds that occurs in speech. By listening to coded phonetic sounds (and feeling corresponding tactile/braille effects), the user can instantly understand the colours, textures, distances and "identified objects" that are present in an image. The non-categorical details are filled in via variations in volume, to produce a "texture" effect. The system also conveys shape, location, "change", and, where possible, recognised objects. I am not sure about this myself but I thought it may be of interest to others so I have added it on the equipment Page.

- [Ultratec, Inc. Manufactures A Large Visual Display](#), for TTY users who are visually impaired. This bright display magnifies the characters in every TTY conversation, making each word large, clear and easy to read. Characters magnified on the Large Visual Display appear ten times larger than characters on a standard TTY display. The Large Visual Display connects to an external port on the SUPERPRINT 4425A (with ASCII). The port, which could also be used for an external printer, must be ordered when purchasing the TTY. You can use the built-in printer on the SUPERPRINT 4425A at the same time you are using the Large Visual Display. This lets you adjust the print style to bold or wide giving you a record of the conversation when you are finished. Your conversation is shown on both the TTY display and on the Large Visual Display. A variety of lens colors are available. This particular page of Ultratec is sadly a framed one, I certainly had trouble with it, but you will find interesting information here for Deafblind people who may have some remaining vision.
- [Back to Top of the Page.](#)
- [Go Back to First Page.](#)